

Fecha: 16.10.2025

Al responsable de la seguridad de los productos sanitarios de la clínica

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD URGENTE
RETIRADA DEL MERCADO DE PRODUCTOS MÉDICOS:**

REF	Denominación	LOT
09.63030.110S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal Ø 3.0 mm, L 110 mm	Véase el anexo.
09.63030.145S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal Ø 3.0 mm, L 145mm	Véase el anexo.
09.63030.180S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal Ø 3.0 mm, L 180mm	Véase el anexo.
09.63036.110S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal ø 3.6mm, L 110mm	Véase el anexo.
09.63036.145S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal ø 3.6mm, L 145mm	Véase el anexo.
09.63036.180S	VITUS-Fi Clavo para peroné distal ø 3.6mm, L 180mm	Véase el anexo.

Estimados señores y señoras,

La empresa Marquardt Medizintechnik GmbH ha iniciado una retirada voluntaria de productos. Esta retirada afecta a los productos que figuran en la tabla anterior y en el anexo.

El clavo para peroné afectado está designado a la fijación estable y el tratamiento sin dañar los tejidos blandos de fracturas distales de peroné.

Nuestros registros indican que usted o su institución han recibido una o más unidades de los productos mencionados anteriormente. Por favor, lea atentamente estas instrucciones para responder a esta medida de seguridad (retirada).

Motivo de la retirada voluntaria del producto sanitario:

Los números LOT enumerados se retiran del mercado como medida de precaución para comprobar si la flexión proximal de 4° del clavo cumple con los requisitos técnicos y se ha realizado en la dirección correcta. Marquardt ha recibido un total de dos notificaciones en las que se han detectado desviaciones en la curvatura. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de los pacientes, se está llevando a cabo la retirada voluntaria de todos los números de lote del periodo de producción que se va a revisar.

Impacto potencial en el paciente:

Es probable que el usuario advierta el error de fabricación al ajustar el implante al instrumental de destino y antes de la inserción. Es probable que esto induzca al usuario a utilizar otro clavo del mismo diseño, lo que puede provocar un retraso en el procedimiento quirúrgico.

Si el error de fabricación no se reconoce al montar el implante en el instrumental de destino, no es posible la inserción completa del implante y es necesario cambiar a otro implante intraoperatoriamente, lo que también puede provocar un retraso en el procedimiento quirúrgico.

Los médicos que hayan tratado a pacientes con el número de LOTE antes mencionado deberán atender a estos pacientes en el postoperatorio de la forma habitual, sin necesidad de medidas adicionales.

Medidas necesarias:

1. Compruebe inmediatamente sus existencias y retire de la circulación todos los productos afectados hast.
2. Por favor, asegúrese de que todos los usuarios de los productos arriba mencionados y otras personas que deban ser informadas en su organización tengan conocimiento de esta Información Urgente de Seguridad.
3. Asegúrese de que este aviso se respeta en su organización hasta que se hayan completado todas las medidas internas necesarias.
4. Informe a Marquardt Medizintechnik en caso de que los productos afectados hayan pasado a otras instalaciones. Facilítenos los datos de contacto para que Marquardt Medizintechnik pueda informar debidamente a los destinatarios.
5. Informar a Marquardt Medizintechnik de cualquier acontecimiento adverso relacionado con el uso de los productos afectados.
6. Cumpla todas las leyes y normativas nacionales relativas a la notificación de efectos adversos a la autoridad reguladora competente de su país.
7. Cumplimente el formulario de devolución adjunto y envíelo al número de fax o a la dirección de correo electrónico indicados.
8. Devuelva el formulario cumplimentado en un plazo de 3 días naturales a partir de la fecha de recepción.
9. Conserve esta información al menos hasta que haya finalizado el programa.

Confirmamos que las autoridades nacionales competentes de su país han sido informadas de esta medida correctiva relacionada con la seguridad en las instalaciones del usuario + el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM) ha recibido una copia de esta «Información urgente sobre seguridad».

Rogamos disculpen las molestias ocasionadas por la retirada de este producto y les agradecemos su colaboración.

Atentamente,



Volker Bühler (Dip. Ing. FH.)
(QMB / PRRC)

Anexo:

REF	LOT	Description
09.63030.110S	20/125496	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	20/126473	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	20/126474	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	20/128077	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/130106	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/131501	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/132148	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/134566	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/136928	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/138190	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/139030	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/139739	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	21/140363	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/141680	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/142833	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/143273	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/144970	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/145341	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/145576	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/147166	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/148075	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/150536	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	22/152113	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	23/154984	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	23/154985	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	23/156047	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	23/159344	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	23/160752	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/164202	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/166150	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/167132	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/169227	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/169586	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm
09.63030.110S	24/170562	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm

REF	LOT	Description
09.63036.110S	20/125497	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	20/128079	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	21/131503	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	21/133845	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	21/135635	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	21/137422	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	21/138706	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/140875	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/141683	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/143276	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/143856	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/145577	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/148078	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	22/152116	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	23/154990	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	23/154992	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	23/156049	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	23/159347	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	24/164204	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	24/164759	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	24/166357	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	24/170565	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.110S	25/173934	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63036.145S	20/127080	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	20/128307	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/130762	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/130952	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/133846	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/134569	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/135043	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/135849	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/137423	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/138489	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	21/139033	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm



09.63030.145S	20/126315	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	20/126475	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
REF	LOT	Description
09.63030.145S	20/128078	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	20/128899	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/130107	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/131837	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/132149	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/134310	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/134567	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/135634	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/137421	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/138192	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/138486	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/140364	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/140384	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/141681	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/142834	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/143854	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/144971	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/146061	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/147167	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/150537	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/150962	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/152114	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/153466	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/154754	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/154987	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/156048	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/157243	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/159345	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/161592	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/167134	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/169229	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/169587	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/170563	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	25/176847	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.180S	20/126476	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm

09.63036.145S	21/140365	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/141684	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
REF	LOT	Description
09.63036.145S	22/143857	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/144787	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/144973	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/145578	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/147169	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/150067	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/150963	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/152117	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/154993	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/156050	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/158816	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/160754	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/164205	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/164760	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/167137	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/169231	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/171047	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/173001	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	25/173935	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.180S	20/125498	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	20/128080	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/130763	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/130953	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/133847	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/135636	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/138707	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/139034	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/140876	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/141685	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/143282	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/143858	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/144974	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/145579	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/150068	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/150964	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm



09.63030.180S	20/127079	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	20/128744	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
REF	LOT	Description
09.63030.180S	21/131502	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/134568	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/136929	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/138487	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/139032	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/141682	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/143855	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/144972	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/146062	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/147168	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/150538	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/152115	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/153467	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/154988	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/154989	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/159346	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/160753	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/162879	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/164758	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/167136	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/170564	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/172998	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm

09.63036.180S	22/152118	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/154991	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
REF	LOT	Description
09.63036.180S	23/154994	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/159348	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/160755	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/161596	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/166358	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/169232	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/170566	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	25/175125	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm



FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en:

Dieter Marquardt-Medizintechnik GmbH
Robert-Bosch-Str.1
78549 Spaichingen

Tel: +49/7424/95810

FAX: +49/7424/501441

E-Mail: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Su contacto personal en este asunto figura a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre esta medida, póngase en contacto directamente con su persona de contacto.

Nombre: Volker Bühler, QMB/PRRC, Tel. +49/7424/958115

Email: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Hospital: _____

Código postal, Dirección: _____

Persona de contacto (Nombre, Posición): _____

Número de teléfono.: _____

Marque la casilla correspondiente:

- ☐ He recibido la notificación de Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH.
- ☐ He comprobado nuestras existencias y confirmo que no tenemos productos afectados en stock.
- ☐ He comprobado nuestras existencias. Los productos indicados se encuentran en nuestras existencias.

Cantidad	REF	denominación	LOT
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			



_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			
_____unidad			

☐ Hemos enviado / vendido artículos a las siguientes

organizaciones: _____

(Nombre, Dirección, Persona de contacto y número de teléfono de la organización)

Rellene este formulario en su totalidad, incluso si ya ha utilizado/destruido los productos mencionados, y envíelo por fax o correo electrónico al número indicado a continuación.

(Fecha / firma legalmente válida de una persona de la institución médica)

Envíe este formulario de respuesta por fax o por correo a:

+49 / 7424 / 501441 o por correo electrónico a: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Asegúrese de que al devolver el producto se adjunte una prueba de descontaminación en caso necesario.

