

<b>Nombre del trámite</b>	ESTUDIO DE ROTAVIRUS EN VIGILANCIA CENTINELA
<b>Código</b>	2156041
<b>Descripción</b>	Confirmación de infección por Rotavirus en menores de 5 años con diarrea, que han sido hospitalizados en Centros Centinelas.
<b>Detalles</b>	<p><b>Ensayos:</b> Detección de Rotavirus.</p> <p><b>Métodos:</b> ELISA y Genotipificación viral en (casos seleccionados).</p> <p><b>Requisitos previos:</b> muestra tomada entre 0 y 5 días de evolución de la enfermedad y dentro de los 3 primeros días de hospitalización.</p> <p><b>Tipo de Muestra:</b> Deposición sin medio de transporte</p> <p><b>Volumen muestra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Deposición: 1.5 gramos, sin medio de transporte.</li> </ul> <p><b>Criterio de aceptación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra correctamente identificada (tubo y formulario).</li> <li>• Tubos rotulados con nombre completo del paciente.</li> <li>• Tubo estéril, cerrado hermético, tapa rosca.</li> </ul> <p><b>Condiciones de almacenamiento y transporte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Almacenamiento:</b> conservar a temperatura de refrigeración a 4°C hasta 2 días. Para tiempos superiores, congelar a -20°C.</li> <li>• <b>Transporte:</b> triple embalaje con unidades refrigerantes.</li> </ul> <p><b>Criterio de rechazo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestra sin formulario de solicitud.</li> <li>• Tubos sin rotular o con rótulo inadecuado.</li> <li>• Tubos primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario.</li> <li>• Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra.</li> <li>• Muestra fuera del rango de temperatura solicitado.</li> <li>• Muestras con contaminación visible de hongos.</li> </ul> <p>Para los fines de la Vigilancia, las muestras provenientes de los Centros Centinelas con evidencia de hongos serán <b>informadas como “No Apta”</b></p>
<b>Beneficiarios</b>	Usuarios cuyas muestras son derivadas desde centros asistenciales correspondientes a la Vigilancia Centinela de Diarrea por Rotavirus.
<b>Documentos requeridos</b>	<a href="#">Formulario</a> disponible solo para hospitales de la vigilancia Centinela de Diarrea por Rotavirus, en sistema online de MINSAL.
<b>Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?</b>	<p><b>1. Trámite online</b> disponible en Sistema Formularios ISP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Acceso al sistema</b> Si usted es usuario habilitado, ingrese al sistema en <a href="https://formularios.ispch.gob.cl/">https://formularios.ispch.gob.cl/</a> para realizar la solicitud de análisis y acceder posteriormente al informe de resultados con firma electrónica avanzada. Si no cuenta con clave de acceso, solicítela al correo electrónico <a href="mailto:coordinacionredes@ispch.cl">coordinacionredes@ispch.cl</a></li> <li>– <b>Solicitud de clave</b> Una vez realizada la solicitud, recibirá un formulario que deberá</li> </ul>

	<p>completar con la información del laboratorio requerida para obtener la clave de acceso. La clave se entrega solo al director técnico del laboratorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Instrucciones de uso</b> El paso a paso para el uso de la plataforma se encuentra en el documento “Manual para Generar Formularios online”, disponible en <a href="https://formularios.ispch.gob.cl/">https://formularios.ispch.gob.cl/</a></li> </ul> <p><b>2. Trámite presencial:</b></p> <p><b>Procedimiento de envío, recepción y entrega de resultados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Preparación de la muestra</b> Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior.</li> <li>- <b>Entrega de la muestra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Entrega presencial:</b> Dirigirse a la Sección de Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000, Ñuñoa, Santiago.</li> <li>- <b>Envío por estafeta o courier:</b> Entregar la documentación requerida en la recepción, donde se proporcionará un comprobante de recepción.</li> </ul> </li> <li>- <b>Horarios de atención</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Toma de muestras (ISP):</b> No se realiza toma de muestras en ISP.</li> <li>- <b>Recepción de muestras:</b> lunes a jueves de 08:00 a 17:00 hrs. y viernes de 08:00 a 16:00 hrs.</li> </ul> </li> <li>- <b>Pago de arancel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Libre de arancel por corresponder a vigilancia centinela</li> </ul> </li> <li>- <b>Proceso analítico y entrega de resultados</b> El laboratorio del ISP efectuará el análisis correspondiente. En los casos en que se emita informe de resultados, estos podrán ser entregados mediante las siguientes modalidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Retiro presencial:</b> por paciente o cliente, con comprobante de recepción.</li> <li>- <b>Retiro por terceros:</b> requiere fotocopia de la cédula de identidad del paciente, poder notarial simple que autorice al tercero y comprobante de recepción.</li> <li>- <b>Retiro por estafetas:</b> autorizados y validados anualmente por el ISP para cada centro asistencial.</li> <li>- <b>Envío desde Oficina de Partes ISP:</b> a usuarios o a provincias, a la dirección indicada en el formulario.</li> <li>- <b>Descarga en línea:</b> a través de la plataforma de Formularios en Línea <a href="http://www.ispch.cl/servicios-en-linea">http://www.ispch.cl/servicios-en-linea</a></li> </ul> </li> <li>- <b>Consultas online</b> a través de plataforma SIAC <a href="https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS">https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS</a></li> </ul>
<b>Tiempo realización</b>	21 días hábiles.

<b>Vigencia</b>	De acuerdo con la indicación médica.
<b>Costo</b>	<a href="#">Ver Costo</a>
<b>Marco legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <a href="#">Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia.</a></li><li>– <a href="#">Circular N°B51/29-2010.</a></li><li>– <a href="#">Circular N°B51/35-2006.</a></li></ul>