

INSTRUCCIONES GENERALES

1. El formulario debe ser llenado por el profesional responsable del Centro de Transplante o de diálisis , con letra legible y la totalidad de los campos que correspondan.
2. La recepción de los sueros se realiza de acuerdo a una calendarización anual por Centro de Trasplante.
3. Horario de Toma de Muestras en el Instituto de Salud Pública es de 8:00 a 12:00 horas de Lunes a Jueves .
4. Las muestras previamente extraídas provenientes de provincia o de los centros de Santiago se recibirán hasta las 14:00 horas de Lunes a Jueves.
5. Las muestras que vienen extraídas deben ser rotuladas con Nombre del paciente, Fecha y hora de la extracción de la muestra.
6. **TIPO DE MUESTRAS Y TRANSPORTE:**

<u>RECEPTOR</u>	<u>TRANSPORTE</u>
<u>Adulto:</u> 10ml sangre sin aditivos o 5ml de suero en tubo sellado tapa rosca o goma. <u>Niños:</u> 5 ml sangre sin aditivo o 3 ml de suero	<u>Sangre total:</u> a temperatura ambiente, no superando los 25°C y sin congelar. Debe ser recibida en reopción de muestra antes de las 24 horas después de extraída. <u>Suero:</u> utilizar unidades refrigerantes . Los sueros pueden ser mantenidas entre 4° y 8°C (refrigerador) hasta 48 horas como máximo antes de ser enviados. Sobre ese tiempo, los sueros deben ser congelados y mantenidos entre -20°C y -70°C y enviados con hielo seco.

Se exige triple embalaje a cualquiera de las formas de envío de la muestra.

NOTA: Los datos entregados en este formulario son de responsabilidad del profesional que firma la solicitud.

