

**Marcas de Kits diagnósticos para HbA1c comercializados en Chile  
Con o sin certificación por el National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), de USA**

<b>Marca</b>	<b>Método/Instrumento</b>	<b>Tipo de método</b>	<b>Proveedor en Chile</b>	<b>Certificados NGSP</b>
Abbott Laboratories	Architect c4000/c8000, HbA1c	Enzimático	Tecnigen	Mayo-2015
Beckman Coulter Inc.	UniCel DxC 800	Inmunoensayo	Galénica	Mayo-2015
Beckman Coulter Ireland Inc.	AU480/AU640/AU680	Inmunoensayo	Galénica	Diciembre-2014
Biomed		Inmunoensayo	Amilab	No
Bio-Rad Laboratories	D-10 HbA1c	HPLC intercambio iónico	Galénica	Enero-2015
Bio-Rad Laboratories	Variant II HbA1c	HPLC intercambio iónico	Galénica	Marzo-2015
Bio-Rad Laboratories	Variant II Turbo	HPLC intercambio iónico	Galénica	Enero-2015
BioSystems	BTS 310/ A15	Inmunoensayo	BioSystems	No
DiaSys Diagnostics Systems GmbH	oneHbA1c FS/Hitachi 917	Inmunoensayo	AllSys Diagnóstica	Enero-2014
Drew Scientific	DS360 HbA1c	HPLC intercambio iónico	AllSys Diagnóstica	No
Human	HumaStar 80	Inmunoensayo	Farmalatina	No
Inverness medical innovations		Inmunoensayo	Grifols	No
Labtest		Inmunoensayo	BiosWerfen	No
Mindray	BS200E/BS400/BS480/BS800	Enzimático	Valtek	Septiembre-2014
Ortho Clinical Diagnostics	Vitros d%A1c / Vitros 4600/5600	Inmunoensayo	Johnson-Johnson	Abril-2015
Ortho Clinical Diagnostics	Vitros d%A1c / Vitros 5,1FS	Inmunoensayo	Johnson-Johnson	Septiembre-2014
Infopia Co. Ltd.	Clover A1c	Cromatografía de afinidad	PMG Pharma	Noviembre-2014
Pointe Scientific, Inc.	Inmunoturbidimétrico/Olympus AU-400	Inmunoensayo	Diatec	Abril-2015
Roche Diagnostics	TQ HbA1c Gen2/Cobas c111/Gen3 Cobas c311	Inmunoensayo	Roche Chile Ltda.	Diciembre-2014
Roche Diagnostics	TQ HbA1c Gen3/Cobas c501/Cobas c502	Inmunoensayo	Roche Chile Ltda.	Junio-2015
Roche Diagnostics	Cobas b 101	Inmunoensayo	Roche Chile Ltda.	Diciembre-2014
Sebia	Capillarys 2 Flex Piercing	Electroforesis capilar	Clinitest	Abril-2015
Siemens Healthcare Diagnostics	DCA 2000 +	Inmunoensayo	Siemens	Junio-2015
Siemens Healthcare Diagnostics	Dimension Xpand / RxL / Advia 1200/1650	Inmunoensayo	Siemens	Septiembre-2014
Thermo Fisher	Konelab 981947	Inmunoensayo	Labin Chile S.A.	Enero-2015
Tosoh Corporation	G7 HbA1c/ G8 HbA1c/G9 HbA1c	HPLC intercambio iónico	Pro-cirúrgica	Junio-2015
Wiener laboratories S.A.I.C.	Turbitest AA CM250/CB400i/CB350i	Inmunoensayo	Labin Chile S.A.	Abril-2015