

Listado de Dispositivos Médicos prioritarios en el Contexto de la Pandemia Covid -19 para los cuales ha sido reactivada única y exclusivamente la prestación Código 4140120.

Categoría	Nombre del dispositivos médico
Accesorios y consumibles	Detector de CO2
	Dispositivo de asistencia de maniobra de Heimlich
	Divisor de flujo
	Fit test kit
	Humidificador
	Resucitador (Ambú), adulto
	Resucitador (Ambú), niños
DM uso único, descartables, suministros	Bata médica
	Cánula nasofaríngea
	Catéter intercostal (CIC) / tubo torácico
	Catéter nasal, flexible
	Set de hojas para laringoscopio x
	Guantes de examinación, estériles
	Guantes de examinación, no estériles
	Guía para intubación traqueal, tipo Stylet
	Hisopo para toma de muestra
	Guía para intubación traqueal, tipo Bougie
	Kit de infusión intravenosa con macrogotero
	Kit de traqueostomía percutánea
	Máscara laríngea (LMA)
	Mascarilla médica/quirúrgica
	Máscara Venturi
	Máscara VNI: cara completa o máscara oronasal
	Mascarilla, oxígeno
	Medio para transporte de muestras virales
	Bolsa para desechos biopeligrosos
	Cánula orofaríngea, tipo Mayo (Guedel)
	Puntas de oxígeno nasales (cánulas nasales)
	Recipiente colector de objetos punzocortantes
	Recipiente de transporte de muestras
	Toallas de papel para secado de manos
Tubo de oxígeno, extensión	
Tubo endotraqueal, con maguito	
Tubo endotraqueal, sin maguito	
Equipos Médicos	Aspirador torácico
	Desfibrilador externo
	Electrocardiógrafo
	Equipo de rayos X , convencional
	Equipo de rayos X , portátil
	Esfigmomanómetro, con brazaletes (adulto/niños)
	Estetoscopio
	Flujómetro, tubo Thorpe

	Monitor de signos vitales
	Oxímetro de pulso
	Sistema de tomografía computarizada (TC)
	Ultrasonido cardiovascular
	Ultrasonido portátil (transporte)
	Ventilador portátil
Instrumental	Laringoscopio, adulto/pediátrico
	Termómetro digital
Tests de Diagnóstico	Tests de detección molecular SARS-Cov-2
	Tests de antígenos SARS-Cov-2
	Tests de anticuerpos SARS-Cov-2