

## Lista de jeringas con aguja hipodérmica que cumplen con Decreto N°1887 Octubre de 2021

MARCA COMERCIAL	EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE	NOMBRE FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	N° DE REGISTRO SANITARIO
BESTPHARMA 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja)	BPH S.A.	Zhejiang Medicines & Health Products, Import & Export Co. Ltd	China	DM/10JE-A/0164/09
CEGAMED 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Cegamed Chile S.A.	Changzhou Shangma Medical Equipament Co. Ltd.	China	DM/10JE-A/0167/09
BECTON DICKINSON 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock y Luer Slip)	Becton Dickinson Chile	Becton Dickinson Industria Cirurgicas Ltda.	Brasil	DM/10JE-A/0169/09
BECTON DICKINSON 5mL - 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Becton Dickinson Chile	Becton Dickinson & Co.	EE.UU	DM/10JE-A/0170/09
INJEKT LUER DUO 2-3mL - 5-6mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja)	B.Braun Medical S.A.	B.Braun Melsungen	Alemania	DM/10JE-A/0182/09
OMNIFIX 2mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	B.Braun Medical S.A.	B.Braun Melsungen	Alemania	DM/10JE-A/0183/09

FREEMED 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja)	Marco Antonio Ochoa Chamorro	Yueyang Minkang Medical Materials Co. Ltd.	China	DM/10JE-A/0188/09
BECTON DICKINSON 5mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Becton Dickinson Chile	Becton Dickinson & Co.	EE.UU	DM/10JE-A/0190/09
CEGAMED 3 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Cegamed Chile S.A.	Shanghai Channelmed Import & Export Co. Ltd.	China	DM/10JE-A/0204/09
TERUMO 2,5 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Terumo Chile Ltda.	Terumo Corporation, Tokio	Japón	DM/10JE-A/0208/09
TERUMO 2,5 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Terumo Chile Ltda.	Terumo Corporation, Tokio	Japón	DM/10JE-A/0209/09
TERUMO 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip TIP)	Terumo Chile Ltda.	Terumo (Philippines) Corporation, Binan, Laguna.	Filipinas	DM/10JE-A/0215/09
TERUMO 5 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Terumo Chile Ltda.	Terumo (Philippines) Corporation, Binan, Laguna.	Filipinas	DM/10JE-A/0216/09
TERUMO 5mL - 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Terumo Chile Ltda.	Terumo (Philippines) Corporation, Binan, Laguna.	Filipinas	DM/10JE-A/0217/09

BECTON DICKINSON 2mL - 5mL - 10mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Becton Dickinson Chile	Becton Dickinson S.A.	España	DM/10JE-A/0220/09
BECTON DICKINSON 3mL - 5 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Becton Dickinson Chile	Becton Dickinson De Mexico S.A. De C.V.	México	DM/10JE-A/0221/09
NIPRO 3mL - 5mL - 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Nipro Medical Corporation Chile	Shanghai Kindly Interprise Developement Group Co., Ltd.	China	DM/10JE-A/0224/09
STARMED 3mL - 5mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Productos Médicos Starmed Ltda.	Anhui Tiakang Medical Products Co., Ltd.	China	DM 301/10
CEGAMED 3mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Cegamed Chile S.A.	Changzhou Hekang Medical Instruments Co., Ltd	China	DM 322/11
JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA 3mL - 5mL - 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Laboratorio Hospifarma Chile Ltda.	Wenzhou Beipu Science & Technology Co., Ltd.,	China	DM 325/11
JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Productos Quirúrgicos Y Farmacológicos León Borzutzky Fridman S.A	Zhejiang Quzhou Kangbao Medical Instruments Co.,Ltd.	China	DM 326/11

JERINGA HIPODÉRMICA CON AGUJA 24G x 5/8" y 21G x 1 1/2" 1mL - 3mL - 5mL - 10mL - 20mL - 60mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Productos Quirúrgicos Y Farmacológicos León Borzutzky Fridman S.A	Zhejiang Quzhou Kangbao Medical Instruments Co.,Ltd.	China	DM 327/11
CRANBERRY 3mL - 5mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Reutter Ltda.	Shandong Qiaopai Group Co. Ltd.	China	DM 328/11
MED WUZHOU 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Meditec S.A	Zhejiang Oujian Medical Apparatus Co.,Ltd.	China	DM 333/11
MED WUZHOU 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Meditec S.A	Zhejiang Oujian Medical Apparatus Co.,Ltd.	China	DM 334/11
VENOTEK 1 mL (Tuberculina) - 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Tecnika S.A	Anhui Easyway Supplies Co., Ltd..	China	DM 337/12
VENOTEK 3mL - 5mL - 10mL - 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Tecnika S.A	Anhui Easyway Supplies Co., Ltd..	China	DM 338/12
CRANBERRY 20 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Reutter Ltda.	Shandong Qiaopai Group Co. Ltd.	China	DM 339/12
FREEMED 3 mL - 5 mL - 10 mL y 20 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Marco Antonio Ochoa Chamorro	Shangai Double Dove Industry Co., Ltd.	China	DM 341/12

TERUMO 1 mL Tuberculina (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Terumo Chile Ltda.	Terumo Philippines Corporation	Filipinas	DM 342/12
IMPROFAR 3 mL - 5 mL - 10 mL y 20 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Sociedad Comercial Improfar Ltda	Jiangxi Hongxin Medical Devices Co. Ltd	China	DM 343/12
IMPROFAR 1 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Sociedad Comercial Improfar Ltda	Jiangxi Hongxin Medical Devices Co., Ltd	China	DM 345/12
AKIPHARM 3 mL, 5 mL y 10 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Aki Pharm Chile S.A.	Shandong Hapool Medical Technology Co. Ltd.	China	DM 348/13
VENOTEK 3mL, 5mL, 10mL, 20 mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con Aguja, Luer Lock)	Tecnika S.A	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.	China	DM 351/13
VENOTEK 3mL y 20 mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja, Luer Slip)	Tecnika S.A	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.	China	DM 352/13
MP 2mL, 3mL, 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja, Luer Lock)	MP Importadora Ltda	Shangai Hesn Imp.Exp.Co. Ltd.	China	DM 366/13
MP 1 mL, 2mL, 3mL, 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50mL, 60mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja, Luer Slip)	MP Importadora Ltda	Shangai Hesn Imp.Exp.Co. Ltd.	China	DM 367/13

VENOTEK 1mL, 3mL, 5mL, 10mL, 20mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja, Luer Lock)	Tecnika S.A	Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co. Ltd	China	DM 373/13
VENOTEK 3mL, 10mL, 20mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja, Luer Slip)	Tecnika S.A	Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd	China	DM 374/13
NIPRO 3mL, 5mL, 10mL y 20 mL (Jeringa Hipodérmica para un uso con aguja)	Nipro Medical Corporation Chile	PT Nipro Indonesia Jaya	Indonesia	DM 381/14
LBF 3mL, 5mL, 10mL y 20 mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Comercial LBF Ltda.	Jiangxi Fenglin Medical Appliance Co, Ltd.	China	DM 382/15
LBF 1mL, 5mL, 10mL y 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Comercial LBF Ltda.	Jiangxi Fenglin Medical Appliance Co, Ltd.	China	DM 383/15
CRANBERRY 3mL, 5mL, 10mL y 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Reutter S.A	Jiangsu Zhengkang Medical Apparatus Co., Ltd, - China	China	DM 399/15
MUNCARE 1 mL (tuberculina), 3mL, 5mL, 10mL y 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)	Munnich Pharma Medical Ltda	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd, China	China	DM 403/15
MUNCARE 3mL, 5mL, 10mL y 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)	Munnich Pharma Medical Ltda	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd, China	China	DM 404/15

<p>CRANBERRY 1mL, 3mL, 5mL, 10mL y 20mL (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)</p>	<p>Reutter S.A.</p>	<p>Jiangsu Zhengkang Medical Apparatus Co., Ltd., China</p>	<p>China</p>	<p>DM 405/15</p>
<p>MEDICALTEK 3mL 23G 1", 3mL 21G X 1 1/2" 5mL 21G 1 1/2" 10mL 21G 1 1/2" 20mL 21G 1 1/2" (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)</p>	<p>Medicaltek Chile S.A.</p>	<p>Anhui Hong Yu Wuzhou Medical Manufacturer Co.,Ltd.</p>	<p>China</p>	<p>DM 409/15</p>
<p>MEDICALTEK 1mL (Tuberculina) 25G 5/8", 1mL (Tuberculina) 27G 1/2" 3mL 23G 1", 3mL 21G 1 1/2" 5mL 21G 1 1/2" 10mL 21G 1 1/2" 20 mL 21G 1 1/2" (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Slip)</p>	<p>Medicaltek Chile S.A.</p>	<p>Anhui Hong Yu Wuzhou Medical Manufacturer Co.,Ltd.</p>	<p>China</p>	<p>DM 410/15</p>
<p>NEDFLEX 3mL, 5mL, 10mL, 20 mL y 60 mL 21Gx1 1/2, 23G x 1, 27G x 1/2 (Jeringas Hipodérmicas para un uso con Aguja Luer Lock)</p>	<p>Dipromed S.A.</p>	<p>Changzou Huichun Medical Equipment Co., Ltd</p>	<p>China</p>	<p>DM 417/16</p>
<p>NIPRO 1 mL (tuberculina), 3 mL, 5 mL y 10 mL (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)</p>	<p>Nipro Medical Corporation Chile</p>	<p>PT. Nipro Indonesia Jaya</p>	<p>Indonesia</p>	<p>DM 437/15</p>
<p>AKI PHARM 1 ML (TUBERCULINA) 25Gx5/8", 0,5 x 15mm (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)</p>	<p>Aki Pharm Chile S.A</p>	<p>Shandong Hapool Medical Technology Co. Ltd.</p>	<p>China</p>	<p>DM446/17</p>

AKI PHARM 3mL, 5mL y 10mL 21Gx 1 1/2" 25Gx5/8", 0,5 x 15mm (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)	Aki Pharm Chile S.A	Shandong Hapool Medical Technology Co. Ltd.	China	DM 455/17
HIPOALERGIC 3mL, 5mL y 10mL 21Gx 1 1/2" (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)	BIOMEDIKA SpA	Shengguang Medical Instrument Co., Ltd	China	DM 458/18
LOCK, U-LIF 3mL, 5mL 10mL y 20mL 21Gx 1 1/2" (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Lock)	Comercializadora Diprodial Limitada	Jiaxing U-Life Medical Device Technology Co. Ltd.	China	DM 504/21
3mL, 5mL 10mL y 20mL 21Gx 1 1/2" (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Lock)	Comercial LBF Ltda.	Changzhou Huichun Medical Equipment Co.	China	DM 508/21
TERUMO 3mL y 5mL 21G x 1 1/2 (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Lock)	Comercializadora Terumo Chile Ltda.	DL Medica SA De CV	Mexico	DM 514/21
TERUMO 10 mL 21G x 1 1/2 (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Lock)	Comercializadora Terumo Chile Ltda.	DL Medica SA De CV	Mexico	DM 515/21



<p>CEGAMED 1 mL 27G X 1/2 (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)</p>	<p>Cegamed Chile S.A.</p>	<p>Berpu Medical Technology Co., Ltd</p>	<p>China</p>	<p>DM 519/21</p>
<p>CEGAMED 3mL, 5mL, 10mL y 20mL 21G X 1 1/2 (Jeringa con Aguja Hipodérmica, para un solo uso, Luer Slip)</p>	<p>Cegamed Chile S.A.</p>	<p>Berpu Medical Technology Co., Ltd</p>	<p>China</p>	<p>DM 521/21</p>
<p>CRANBERRY 3 mL 21G X 1 1/2 y 23G X 1 5mL, 10mL y 20mL 21G X 1 1/2 (Jeringa con Aguja Hipodérmica, estéril, para un solo uso, Luer Lock)</p>	<p>Reutter S.A</p>	<p>Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co.,Ltd</p>	<p>China</p>	<p>DM 523/21</p>